



Interscience presenteerde zich als servicegerichte leverancier met een knipoog naar het energielabel-systeem op huishoudelijke apparaten. Er werden hardlooptenues uitgedeeld.

Behoorlijke drukte bij de stands van Elscoblab en Waters die de H-class uHPLC toonde (zie artikel Labanalyse 2010 op pag. 32 van dit nummer).



Frits de Jong, sales accountmanager bij Thermo Fischer Scientific, demonstreert de verbeterde rheometer van Haake. "De Mars 3 heeft een camera-aansluiting onder de verwarmingsplaat en maakt foto's tijdens het vervormen om macroscopische structuurveranderingen te kunnen zien, zoals coagulatie, fasescheiding en kristallisatie van eiwitten."



Ergonomische Ovation-pipet van Vistalab op de stand van Labservices. Dit elektronisch model met digitaal uitleesscherm kost nog minder bedieningskracht en kan volumina van 25 tot 1250 microliter pipetteren.



Gerookt mocht er alleen worden op de stand van Voor 't Labo. Links algemeen directeur Carmen Van Waeyenberghe, rechts kok en directeur-eigenaar Lieven Looten van restaurant 't Aards Paradijs. Moleculaire gastronomie werd dit jaar ingevuld met dit Irish coffee-pijpje en mousserende wijn met geëncapsuleerd vruchtenextract in een reageerbuis.

Millipore-stand in de gerestylede kleuren roze, groen en blauw die producten overzichtelijk categoriseren in markten en toepassingen. Onlangs werd de firma met 6.000 medewerkers voor € 5,3 miljard overgenomen door farmaceut Merck met 30.000 medewerkers. De labactiviteiten van beide sluiten goed op elkaar aan.




Salesmanager Benelux Martin Verstegen van Grace Davison Discovery Sciences bij de Reveleris Flash chromatograaf: "In januari 2009 werd de eerste uitgeleverd aan de Faculteit Scheikunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit is het eerste toestel met een gecombineerde meettechniek van UV-detectie en Evaporation Light Scattering-detectie. Je ziet daardoor ook deeltjes in de matrix die niet

chromofoor zijn en bij UV-detectie niet gemeten worden. Je krijgt één totaalresultaat en de handmatige TLC-stap (TLC = dunnelaagchromatografie, red.) is overbodig. Dat scheelt veel tijd."



Skalar-directeur Bram Neele: "Mensen zijn toch op zoek naar nieuwe zaken. Die interesse zie je bij iedereen die er komt."



Een greep uit het assortiment van totaalleverancier VWR.



Algemeen directeur Franck van Veen van Dionex Benelux opent de deur van ionchromatografiesysteem 3000. Tegelijk werd op Pittcon de 5000-opvolgversie gepresenteerd. "Dat is een reagens-free IC, waarbij het eluens wordt aangemaakt. Er draaien bètasystemen in VS en Europa waar de markt enthousiast op reageert. De ICS-5000 is veel simpeler in gebruik voor labs, want je kunt er continu mee meten."

